

ALLOGENIX™ Y ALLOGENIX PLUS™ SUSTITUTOS DE HUESO DESMINERALIZADO DE ZIMMER BIOMET



- Matriz ósea desmineralizada (DBM) hecha a base de aloinjerto (Tejido de cadaver donado) con un portador de lecitina.
- Resistente a la descomposición de los fluidos corporales.
- Las indicaciones de uso incluyen el relleno de pequeños defectos craneofaciales y craneotomías, no mayores a 25 cm²

Allogenix™



- Allogenix es una masilla que contiene el 40% de DBM y el 60 % de lecitina.
- Fácil de usar, no se requiere mezclar, calentar, ni almacenamiento especial.
- Biocompatible y osteoconductor. Cada lote se comprueba biológicamente para comprobar su osteoconductividad.
- Insoluble. Diseñado para mantener la forma y consistencia en ambientes húmedos.

Allogenix™ plus



- Allogenix Plus es Allogenix al que se le adiciona fragmentos de Pro Osteon 500 R, éste último proviene del coral que proporciona un andamio para el crecimiento del hueso.
- El Pro Osteon 500 R hecho de coral, que se convierte en hidroxipatita y finalmente en fosfato de calcio.
- Biocompatible y osteoconductor.
- Tamaño promedio del poro: 500 micrones.
- Se reabsorbe entre 6 y 18 meses.
- Estéril, carbonato de calcio altamente reabsorbible, con una capa exterior de hidroxipatita que se reabsorbe más lentamente.

Información para pedidos:

Clave	Descripción
02-3101	Allogenix™ Putty, 1cc
02-3102	Allogenix™ Putty, 2cc
02-3105	Allogenix™ Putty, 5cc
02-3110	Allogenix™ Putty, 10cc





Información para pedidos:

Clave	Descripción
02-2902	Allogenix™ Plus, 2cc
02-2905	Allogenix™ Plus, 5cc

Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
☎ (55) 8532 8439 
📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
📍 Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



 www.exsemed.mx
 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
 [exsemed_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
 [exsemed_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)