


SISTEMA PARA FRACTURA DE MANO A.L.P.S. ® DE ZIMMER BIOMET



- Imita la anatomía de los huesos pequeños.
- Diseño de placa anatómica de perfil bajo.
- Tratamiento de superficie patentado TiMAX® diseñado para una superficie uniforme y lisa.
- Contorno tridimensional y tamaño flexible para adaptarse a las superficies óseas complejas.
- Opciones de tornillo múltiple para bloqueo, no bloqueo y fijación multidireccional.

PLACAS DE BLOQUEO 1.5 MM



ESTILOS DE LA PLACA:	RECTA	T	Y	WEB	T/Y	T PEQUEÑA
ANCHO DE LA PLACA:	4.3 MM	20.4 MM	13.8 MM	12.8 MM	14.1 MM	13.5 MM
PERFIL DE LA PLACA:	1.1 MM	1.1 MM	1.1 MM	1.1 MM	1.1 MM	1.0 MM
LONGITUDES:	61.7 MM	56.3 MM	49.6 MM	46.0 MM	39.3 MM	25.9 MM

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1312-20-151	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, RECTA
1312-20-152	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE T
1312-20-153	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE T
1312-20-154	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE T/Y
1312-20-155	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, WEB
1312-20-157	1.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE T PEQ

TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1312-20-308	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 8 MM
1312-20-309	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 9 MM
1312-20-310	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 10 MM
1312-20-311	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 11 MM
1312-20-312	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 12 MM
1312-20-313	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 13 MM
1312-20-314	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 14 MM
1312-20-315	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 15 MM
1312-20-316	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 16 MM
1312-20-318	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 18 MM
1312-20-320	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 20 MM
1312-20-322	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 22 MM
1312-20-324	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.3 MM X 24 MM



TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM

CLAVE

DESCRIPCIÓN

1312-20-508	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 8 MM
1312-20-509	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 9 MM
1312-20-510	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 10 MM
1312-20-511	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 11 MM
1312-20-512	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 12 MM
1312-20-513	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 13 MM
1312-20-514	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 14 MM
1312-20-515	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 15 MM
1312-20-516	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 16 MM
1312-20-518	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 18 MM
1312-20-520	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 20MM
1312-20-522	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 22 MM
1312-20-524	TORNILLO SIN BLOQUEO 1.5 MM X 24 MM



TORNILLO DE BLOQUEO 1,5 MM


CLAVE

DESCRIPCIÓN

1312-20-408	1.5 X 8 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-409	1.5 X 9 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-410	1.5 X 10 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-411	1.5 X 11 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-412	1.5 X 12 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-413	1.5 X 13 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-414	1.5 X 14 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-415	1.5 X 15 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-416	1.5 X 16 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-418	1.5 X 18 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-420	1.5 X 20 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-422	1.5 X 22 MM TORNILLO DE BLOQUEO
1312-20-424	1.5 X 24 MM TORNILLO DE BLOQUEO



PLACAS DE BLOQUEO 2.5 MM



ESTILOS DE LA PLACA:	RECTA	T	Y	WEB	T/Y
ANCHO DE LA PLACA:	6.8 MM	27.6 MM	19.5 MM	17.4 MM	19.5 MM
PERFIL DE LA PLACA:	1.65 MM	1.65 MM	1.65 MM	1.65 MM	1.65 MM
LONGITUDES:	90.2 MM	73.8 MM	71.8 MM	79.8 MM	55.5 MM

2.5 MM PLACAS DE BLOQUEO

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1312-20-251	2.5 MM PLACA DE BLOQUEO, RECTA
1312-20-252	2.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE T
1312-20-253	2.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA DE Y
1312-20-254	2.5 MM PLACA DE BLOQUEO, FORMA T / Y
1312-20-255	2.5 MM PLACA DE BLOQUEO, WEB

TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO 2.5 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
SP08000	TORNILLO 2.5 MM X 8 MM
SP09000	TORNILLO 2.5 MM X 9 MM
SP10000	TORNILLO 2.5 MM X 10 MM
SP11000	TORNILLO 2.5 MM X 11 MM
SP12000	TORNILLO 2.5 MM X 12 MM
SP13000	TORNILLO 2.5 MM X 13 MM
SP14000	TORNILLO 2.5 MM X 14 MM
SP15000	TORNILLO 2.5 MM X 15 MM
SP16000	TORNILLO 2.5 MM X 16 MM
SP18000	TORNILLO 2.5 MM X 18 MM
SP20000	TORNILLO 2.5 MM X 20 MM
SP22000	TORNILLO 2.5 MM X 22 MM
SP24000	TORNILLO 2.5 MM X 24 MM
SP26000	TORNILLO 2.5 MM X 26 MM
SP28000	TORNILLO 2.5 MM X 28 MM



TORNILLOS ROSCADOS MULTIDIRECCIONALES DE 2,5 MM

CLAVE	DESCRIPCIÓN
1312-11-108	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 8 MM
1312-11-109	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 9 MM
1312-11-110	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 10 MM
1312-11-111	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 11 MM
1312-11-112	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 12 MM
1312-11-113	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 13 MM
1312-11-114	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 14 MM
1312-11-115	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 15 MM
1312-11-116	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 16 MM
1312-11-118	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 18 MM
1312-11-120	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 20 MM
1312-11-122	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 22 MM
1312-11-124	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 24 MM
1312-11-126	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 26 MM
1312-11-128	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 28 MM
1312-11-130	MULTIDIRECCIONALES DE 2.5 MM X 30 MM



TORNILLO ROSCADO 2.5 MM


CLAVE	DESCRIPCIÓN
FP08	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 8 MM
FP09	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 9 MM
FP10	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 10 MM
FP11	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 11 MM
FP12	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 12 MM
FP13	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 13 MM
FP14	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 14 MM
FP15	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 15 MM
FP16	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 16 MM
FP18	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 18 MM
FP20	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 20 MM
FP22	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 22 MM
FP24	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 24 MM
FP26	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 26 MM
FP28	TORNILLO ROSCADO 2.5 MM X 28 MM





Clave
1312-20-025

Descripción
Arandela roscada de 2,5 mm



Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
☎ (55) 8532 8439 
📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 www.exsemed.mx
📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
📷 [exsemed_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
🐦 [exsemed_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)