

FINESCAN 6 DE TNC



Finescan 6

- Tratamiento de arrugas profundas, cicatrices de acné, estiramiento corporal y párpados.
- Colimación automática de doble eje láser fraccional de 1550 nm.
- Portátil y ligero, pero poderoso. Diseño ergonómico ultraligero con sensor de dedo y miras láser rojas que le indican el área real seleccionada y el número de energía antes de cada entrega.
- Gracias al haz de colimación variable de Finescan, puede proporcionar un tamaño casi perfecto, forma y punto de profundidad con distribución de calor homogénea para que pueda optimizar el tratamiento para cada área sin preocuparse por la inflamación o la hiperpigmentación después del tratamiento.
- Las tecnologías voluminosas heredadas, como la refrigeración por agua y los brazos tubulares rígidos, se dejaron atrás en favor de un láser portátil y más potente con energía de hasta 80 mj. Ocupa hasta un 90 por ciento menos de espacio (38 cm x 15 cm x 26 cm).
- No invasivo Seguro para todo tipo de pieles. La longitud de onda de 1550 nm trata solo la dermis, dejando intacta la epidermis.

Clave	Descripción
F250910016	FINE SCAN C.61 CON PIEZA DE MANO

Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
 ☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
 📠 (55) 8532 8439 📷
 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
 📍 Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 www.exsemed.mx
 📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
 📷 [exsemed_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
 🐦 [exsemed_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)