


## SISTEMA DE GRAPAS PARA FRACTURA DE MANO Y PIE DE NEOSTEO®

- Las grapas de variación Dynafit son ideales para la realización de osteotomías y artrodesis de pequeños fragmentos.
- Simple y ergonómico, su diseño permite una fácil inserción y extracción.
- Las grapas de memoria DynafitSystem SE están diseñadas para facilitar la fijación rápida y fácil de fragmentos óseos de tamaño pequeño y mediano.
- Las grapas Dynafit SE proporcionan al cirujano un medio de fijación de huesos pequeños y ayuda en el manejo de fracturas y cirugía reconstructiva.



## GRAPAS DE VARIACIÓN




- Las grapas Dynafit están disponibles en ángulo de 26° y 90°.
- En línea recta contamos con 2 tamaños, patas de 8 y 10 mm.
- La instrumentación intuitiva y simple se compone de guías de fresado dedicadas (oblicuas o paralelas) para hacer preagujeros e impactadores dedicados para insertar el implante en el hueso cortical.

### CLAVE

A30810	Grapa de variación de 90° de 10x08x1 mm ESTÉRIL
A31010	Grapa de variación de 90° de 10x10x1 mm ESTÉRIL
A40810	Grapa de variación de 26° de 10x08x1 mm ESTÉRIL
A41010	Grapa de variación de 26° de 10x10x1 mm ESTÉRIL

### CLAVE

## GRAPAS SUPERELÁSTICAS



- Las grapas DynafitSystem SE están hechas de Nitinol biocompatible y están diseñadas para exhibir propiedades súper elásticas para estabilizar los fragmentos óseos.
- Disponible en varias longitudes de stokes de 8 mm a 25 mm.
- Un perfil bajo para reducir la irritación de los tejidos blandos.

### CLAVE

A5080808	Grapa superelástica de 5x8x8 mm ESTÉRIL
A5101010	Grapa superelástica de 5x10x10 mm ESTÉRIL
A5101315	Grapa superelástica de 10x13x15 mm ESTÉRIL
A5101517	Grapa superelástica de 10x15x17 mm ESTÉRIL
A5101719	Grapa superelástica de 10x17x19 mm ESTÉRIL
A5121010	Grapa superelástica de 12x10x10 mm ESTÉRIL
A5121315	Grapa superelástica de 12x13x15 mm ESTÉRIL
A5121517	Grapa superelástica de 12x15x17 mm ESTÉRIL
A5121719	Grapa superelástica de 12x17x19 mm ESTÉRIL
A5151212	Grapa superelástica de 15x12x12 mm ESTÉRIL
A5151515	Grapa superelástica de 15x15x15 mm ESTÉRIL
A5181212	Grapa superelástica de 18x12x12 mm ESTÉRIL
A5181515	Grapa superelástica de 18x15x15 mm ESTÉRIL
A5181517	Grapa superelástica de 18x15x17 mm ESTÉRIL
A5181719	Grapa superelástica de 18x17x19mm ESTÉRIL
A5201616	Grapa superelástica de 20x16x16 mm ESTÉRIL
A5202020	Grapa superelástica de 20x20x20 mm ESTÉRIL
A5252222	Grapa superelástica de 25x22x22 mm ESTÉRIL

### CLAVE

# BROCAS PARA MÍNIMA INVASIÓN SHANNON



- Neosteo diseñó una gama completa de fresas de corte hechas en acero inoxidable para la cirugía del antepié.
- Recomendada para Osteotomías metatarsianas con un nivel sustancial de corrección, Osteotomías metatarsianas con acortamiento, Osteotomías falangeas, contorno de huesos, Hallux Rigidus (queilectomía)

## CLAVE

INS-149	Cortador Shannon de Ø2x9 mm - Espiral
INS-161	Cortador Shannon de Ø2x13 mm - Espiral
INS-162	Cortador Shannon de Ø2x21 mm - Recto
INS-163	Cortador de cuña de Ø3.1 mm
INS-164	Cortador de cuña de Ø4.1 mm
INS-165	Cortador Borphy de Ø 5 mm
INS-166	Cortador Shannon de Ø2x13 mm - Recto

## CLAVE

## Servicio a Clientes

✉ [servicioclientes@exsemed.mx](mailto:servicioclientes@exsemed.mx)  
☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505  
☎ (55) 8532 8439   
📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 [www.exsemed.mx](http://www.exsemed.mx)  
📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)  
📷 [exsemed\\_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)  
🐦 [exsemed\\_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)