


GUÍA DE NERVIOS PERIFÉRICOS NEUROLAC® y NEUROLAC® TW DE POLYGANICS



- Se recomienda para la reparación de una discontinuidad de los nervios periféricos de hasta 20 mm, en pacientes con una división completa de un nervio periférico de la mano.
- Guía completamente sintética y biológicamente inerte, cuya seguridad se ha demostrado clínicamente.
- Su gran transparencia permite un posicionamiento óptimo de las terminaciones nerviosas, así como la detección de coágulos.
- Sus propiedades mecánicas se conservan hasta 10 semanas, lo que permite un soporte y una protección óptimos para el nervio que se está curando.
- Se reabsorben completamente en 16 meses, no es necesario extraerlas.
- Su pared fina facilita la sutura de los muñones nerviosos (incluso los más pequeños).
- Evita el crecimiento interno de tejido fibroso.
- Mantiene su forma para evitar que se doble y se hunda.

NEUROLAC® TW

- Es la versión finísima de la guía transparente.
- Tiene un espesor de pared un 40 % inferior a los conductos NEUROLAC® que facilita aún más la sutura.
- Disponible en 4 diámetros internos distintos (1.5-3.0 mm).
- Biorreabsorbible.

Descripción del producto NEUROLAC® TW

Número de artículo	Diámetro interno	Longitud
NG02-015/03	1.5 mm	30 mm
NG02-020/03	2.0 mm	30 mm
NG02-025/03	2.5 mm	30 mm
NG02-030/03	3.0 mm	30 mm

Descripción del producto NEUROLAC®

Número de artículo	Diámetro interno	Longitud
NG01-040/03	4.0 mm	30 mm
NG01-050/03	5.0 mm	30 mm
NG01-060/03	6.0 mm	30 mm
NG01-070/03	7.0 mm	30 mm
NG01-080/03	8.0 mm	30 mm
NG01-100/03	10.0 mm	30 mm

NEUROLAC® cuenta con la autorización de la FDA # K050573 (4.0-10 mm) y NEUROLAC® TW # K112267 (1.5-3.0 mm). Tienen la marca CE de dispositivo reabsorbible para el tratamiento y control de lesiones de los nervios periféricos.

Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
☎ (55) 8532 8439 📍
📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 www.exsemed.mx
📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
📷 [exsemed_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
🐦 [exsemed_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)