

SISTEMA OMNIMAX MMF ®



El sistema OmniMax MMF permite el mantenimiento oclusal tanto intraoperatorio como postoperatorio utilizando una barra de arco única y un diseño de tornillo que proporciona un ajuste suave separación de tejidos con puntos de fijación mínimos requeridos.

- Reducción de daño en los tejidos blandos.
- Mayor seguridad para el cirujano.
- Separador ajustable de tejidos blandos.
- Ranuras de inserción de tornillo extendidas para evitar las raíces de los dientes.
- Número mínimo de tornillos necesarios para la fijación.
- Menor necesidad de instrumentación especializada durante la aplicación.

INSTRUMENTAL



TORNILLOS INTERMAXILARES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
91-5607	TORNILLO INTERMAXILAR 2.0 MM X 7 MM
91-5609	TORNILLO INTERMAXILAR 2.0 MM X 9 MM
91-5611	TORNILLO INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM



TORNILLOS DE FIJACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
91-5707	TORNILLO DE FIJACIÓN 2.0 MM X 7 MM
91-5709	TORNILLO DE FIJACIÓN 2.0 MM X 9 MM
91-5711	TORNILLO DE FIJACIÓN 2.0 MM X 11 MM



BARRA PREFORMADA Y BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
01-9196	BROCA 1.5 MM X 50 MM CON TOPE A 22 MM
01-0298	BARRA PREFORMADA



Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
 ☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
 ☎ (55) 8532 8439
 📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
 📍 Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 www.exsemed.mx
 📘 [exsemedmx](#)
 📷 [exsemed_oficial](#)
 🐦 [exsemed_mx](#)