


ARTROSCOPIO ONPOINT LITE® DE ZIMMER BIOMET



- Está indicado para cirugía artroscópica, diagnóstica, operativa y procedimientos endoscópicos.
- Proporciona iluminación y visualización de la anatomía a través de una abertura natural o quirúrgica.
- Contiene una fuente de luz LED y un sistema patentado de cámara de alta definición.
- Salidas de vídeo múltiples (HDMI o RGB) que permiten la conexión a grandes monitores de video de alta definición.
- El MediaCaptureUSB tiene la capacidad de capturar imágenes y vídeo, se puede navegar por los medios capturados, borrar imágenes o transferir las imágenes a un dispositivo de almacenamiento externo.


ON POINT LITE™



PIEZA DE MANO DE CAMARA



PIEZA DE MANO




BOTÓN DE LIBERACIÓN



DETALLES DEL TECLADO



VISTA TRASERA



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

24-3000

LENTE ONPOINT 1.2 MM

Servicio a Clientes

✉ servicioclientes@exsemed.mx
 ☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
 📞 (55) 8532 8439
 📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel
 Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



🌐 www.exsemed.mx
 📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
 📷 [exsemed_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
 🐦 [exsemed_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)