

# SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTALSHIELD® DE ZIMMER BIOMET

## CASCO QUIRÚRGICO



### 16 PUERTOS DE AIRE

- Aire Fresco distribuido alrededor de la cabeza y cara para mantener el confort.
- Ventilador con 6 niveles de velocidad que le permite controlar el confort.

### VENTILADOR SILENCIOSO

- Reducción de ruido para contribuir a la concentración y comunicación del usuario.

### VISTA PANORÁMICA DE 190°

- Diseño de marco abierto para ampliar el campo de visión.
- Brinda al usuario la capacidad de obtener mejor visión del entorno del quirófano.

### DISEÑO BALANCEADO

- Ergonómicamente fabricado con un peso en el centro de gravedad para mejorar la estabilidad y el balance.
- Su diseño ocasiona menos fatiga, sobre todo en procedimientos largos.

### BATERÍAS DE LITIO

- Totalmente recargables.
- Baterías con opción de 10 o 20 horas de uso.
- Baterías con indicador visual de carga.



## ESCAFANDRA

- Diseñada para poner y quitar de manera fácil.
- Talla universal.
- Nivel de Protección AAMI level 3.



## TOGA

- Diseñada para mantener al usuario fresco mientras realiza la cirugía.
- 3 Tallas: Regular, Large y XL.
- Nivel de Protección AAMI level 3.



## PROTECCIÓN AAMI NIVEL 3

- Protección contra fluidos corporales infecciosos y microorganismos nocivos.
- Proporciona una barrera entre el entorno operativo y el personal quirúrgico para proteger contra la contaminación y / o exposición de fluidos corporales infecciosos y microorganismos nocivos.



## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
00990000100	CASCO QUIRÚRGICO BÁSICO
00990000200	CASCO QUIRÚRGICO CON ILUMINACIÓN LED
00991030112	ESCAFANDRA QUIRÚRGICA
00990031010	TOGA QUIRÚRGICA REGULAR
00990031110	TOGA QUIRÚRGICA GRANDE
00990031210	TOGA QUIRÚRGICA XL
00990020000	CARGADOR Y CALIBRADOR DE 6 PILAS
00990020002	CARGADOR Y CALIBRADOR DE 2 PILAS
00990010100	CABLE DE ALIMENTACIÓN
00990010400	FUNDA DE BATERÍA
00990010200	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO
00990010300	BATERÍA RECARGABLE DE LITIO DE LARGA DURACIÓN
00990000306	SOPORTE CRANEAL DE CASCO QUIRÚRGICO
00990000400	DIADEMA CON ALMOHADILLAS DE ESPUMA DE MEMORIA
00990000307	TAPÓN DE BOQUILLA
00990000308	PAQUETE DE TAPONES

## Servicio a Clientes

- ✉ [servicioclientes@exsemed.mx](mailto:servicioclientes@exsemed.mx)
- ☎ (55) 5687 7729 Ext. 5502 o 5505
- ☎ (55) 8532 8439
- 📍 Cracovia 72 Torre B Col. San Ángel  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 CDMX



- 🌐 [www.exsemed.mx](http://www.exsemed.mx)
- 📘 [exsemedmx](https://www.facebook.com/exsemedmx)
- 📷 [exsemed\\_oficial](https://www.instagram.com/exsemed_oficial)
- 🐦 [exsemed\\_mx](https://twitter.com/exsemed_mx)