

























TUBOS, IDENTIFICADORES Y DRENAJES DE SILICÓN GRADO MÉDICO

PRODUCTOS 100% SILICÓN LIBRE DE LÁTEX.
 SUAVE, FLEXIBLE Y DE MATERIAL INERTE.
 PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE
 NO SE ADHIERE AL TEJIDO.

TAMAÑOS ESTÁNDAR TUBO DE SILICÓN GRADO MÉDICO

					
.012" X 0.25"	.020" X .037"	.025" X .047"	.030" X .065"	.040" X .085"	.058" X 0.77"
					
0.0625" X 0.094"	.0625" X .125"	.078" X .125"	.104" X .192"	.132" X .183"	1/8" X 1/4"
					
3/16" X 5/16"	3/16" X 3/8"	1/4" X 3/8"	1/4" X 7/16"	1/4" X 1/2"	5/16" X 1/2"
					
3/8" X 1/2"	3/8" X 9/16"	3/8" X 5/8"	12" X 11/16"	1/2" X 3/4"	5/8" X 7/8"

TUBO DE SILICÓN GRADO MÉDICO

PARA BOMBEO Y DRENADO DE FLUIDOS SECRECIONES Y CANALIZACIÓN

DE VASOS DE 1 LUMEN, LISA, NO PERFORADA Y NO RADIOPACA.

LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ES UN ROLLO DE 15MTS SIN ESTERILIZAR.

VENTAJAS:

PUEDE ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE A TIEMPO DE GUANTE

MAYOR RESISTENCIA AL RASGADO Y MAYOR DURABILIDAD

NO GUARDA RESIDUOS POR SER SILICÓN

PRODUCTO GRADO MÉDICO

NO GUARDA BACTERIAS

INERTE, TRASLUCIDO

SUAVE Y FLEXIBLE

BIOCOMPATIBLE

TUBO DE SILICÓN GRADO MÉDICO (CAJA C/15 M)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	FRENCH	MILIMETROS		FRENCH	MILIMETROS
2110030249	2.0	.30 x .64	2110150949	7.3	1.57x2.39
2110050649	2.8	.51x.94	2110151049	9.6	1.57x3.18
2110060149	3.6	.64x1.19	2110190249	9.6	1.98x3.18
2110070449	5.0	.76x1.65	2110260249	14.6	2.65x4.88
2110100449	6.5	1.02x2.16	2110310249	14.0	3.17x6.35
2110140249	6.0	1.47x1.96	2110330249	19.0	3.55 x 4.65



TUBO DE SILICÓN GRADO MÉDICO

PARA BOMBEO Y DRENADO DE FLUIDOS SECRECIONES Y CANALIZACIÓN

DE VASOS DE 1 LUMEN, LISA, NO PERFORADA Y NO RADIOPACA.

LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ES UN ROLLO DE 15MTS SIN ESTERILIZAR.

VENTAJAS:

PUEDE ESTERILIZARSE EN AUTOCLAVE A TIEMPO DE GUANTE

MAYOR RESISTENCIA AL RASGADO Y MAYOR DURABILIDAD

NO GUARDA RESIDUOS POR SER SILICÓN

PRODUCTO GRADO MÉDICO

NO GUARDA BACTERIAS

INERTE, TRASLUCIDO

SUAVE Y FLEXIBLE

BIOCOMPATIBLE

TUBO DE SILICÓN GRADO MÉDICO (CAJA C/15 M)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	FRENCH	MILIMETROS		FRENCH	MILIMETROS
2110470149	24.0	4.80x 790	2110950149	38.0	9.50x12.70
2110470249	29.0	4.80x 9.50	2110950249	43.0	9.50x14.30
2110630149	29.0	6.40x9.50	2110950349	48.0	9.50x15.90
2110630249	33.0	6.40x 11.10	2111270149	52.0	12.70x17.50
2110630349	38.0	6.40x 12.70	2111270249	58.0	12.70x 19.05
2110790249	38.0	7.90x12.70	2111580149	67.0	15.90x 22.23



IDENTILOOPS: (Identificador de venas y arterias)

SE UTILIZAN PARA RETRACCIÓN, IDENTIFICACIÓN U OCLUSIÓN DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS, URÉTERES O TENDONES. TIENEN FORMA OVALADA PERMITIENDO LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN UNIFORME, MINIMIZANDO ASÍ EL DAÑO A LOS TEJIDOS.

IDENTILOOPS (CAJA C/ 10 PZS.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
231021080DS	MINI AMARILLO
231031080DS	MINI AZUL
231051080DS	MINI BLANCO
231121080DS	MINI ROJO
231131080DS	MAXI AMARILLO
231141080DS	MAXI AZUL
231151080DS	MAXI BLANCO



SILCLAMPS : (Protectores de pinzas quirúrgicas)

CUBIERTAS DE SILICÓN PARA PINZAS HEMOSTÁTICAS Y FÓRCEPS ADECUADOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE SITUACIONES QUIRÚRGICAS PROPORCIONAN DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN MINIMIZANDO EL TRAUMA EN EL TEJIDO

SILCLAMPS (CAJA C/ 10 PZS.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
232000380DS	PEQUEÑO (ROJO)
232001180DS	MEDIANO (BLANCO)
232002080DS	GRANDE (AZUL)



DRENAJES


DRENAJE JACKSON PRATT EN KIT (CAJA C/ 10 PZS.)

CON TROCAR Y CON BOMBILLA (RADIOPACO)

118001130480DS	100 CC , 4 MM
118001110780DS	100 CC , 7 MM
118001111080DS	100 CC , 10MM

SIN TROCAR Y SIN BOMBILLA

11100200780DS	7 MM
11100201080DS	10 MM



DRENAJE REDONDO ACANALADO EN KIT (CAJA C/ 10 PZS.)

CON TROCAR DE 3/4" Y CON BOMBILLA DE 100CC. , CON CONECTOR

118011131080DS	10 FR
118011131580DS	15 FR
118011131980DS	19 FR



CON TROCAR DE 3/4" Y SIN BOMBILLA , CON CONECTOR

11003131080DS	10 FR
11003131580DS	15 FR
11003131980DS	19 FR

*SIN TROCAR Y SIN BOMBILLA (CAJA C/ 10 PZS.)

CON CONECTOR	SIN CONECTOR	
11003721080DS	11003701080DS	10 FR
11003121580DS	11003701580DS	15 FR
11003121980DS	11003701980DS	19 FR
11003122480DS	11003702480DS	24 FR



DRENAJES

DRENAJE TORÁCICO RADIOPACO (CAJA C/ 10 PZS.)

11002501880DS 18 FR
11002502880DS 28 FR
11002503680DS 36 FR



DRENAJE PENROSE (CAJA C/ 10 PZS.)

1120010680DS 6 MM, L=30 CM
1120010880DS 8 MM, L=30 CM
1120011080DS 10 MM, L=30 CM
1120011280DS 12 MM, L=30 CM
1120054080DS 40 MM, L=30 CM

DRENAJE MULTILUMEN (CAJA C/ 10 PZS.)

1120121680DS 16 LUMEN, 40 CM DE LARGO

