

## DERMATOMO ELÉCTRICO® Y MALLADOR DE INJERTO CUTÁNEO®

DERMATOMO: SEGURO, SIMPLE, FÁCIL DE USAR  
MALLADOR: UN MANGO, UN RODILLO DE  
ALIMENTACIÓN, UNO DE CORTE Y UNA  
PLATAFORMA DE GUÍA.



## DERMATOMO ELÉCTRICO®



HERRAMIENTA QUIRÚRGICA DE INJERTO DE PIEL DISEÑADA PARA UNA OPERACIÓN SIMPLE  
CONSTRUCCIÓN DURADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA AÑOS DE RENDIMIENTO CONSTANTE  
SIMPLE PARA CAMBIAR LAS OPCIONES DE CORTE  
FÁCIL MOVIMIENTO DE LA MANIJA DE TRINQUETE PARA TRANSPORTAR EL INJERTO FÁCILMENTE  
A TRAVÉS DE LA MALLA

## MALLADOR DE INJERTO CUTÁNEO®



ACCIÓN DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD DE 5,000 A 6,000 CICLOS / MINUTO  
GROSORES DE CORTE PRECISOS DE HASTA 0.76 MM EN INCREMENTOS DE 0.05 MM FÁCIL-  
MENTE AJUSTABLES.  
LOS ANCHOS DE LA PLACA DE LA HOJA VARÍAN DE UNA A CUATRO PULGADAS (2.5 A 10 CM)  
EN INCREMENTOS DE UNA PULGADA.  
MANIOBRABILIDAD EXCEPCIONAL CON MENOS FATIGA DE LA MANO.  
LAS CUCHILLAS ESTÁN PREESTERILIZADAS Y NO REQUIEREN LUBRICACIÓN.

## DERMATOMO ELÉCTRICO®

CÓDIGO

0088000010

DESCRIPCIÓN

CUCHILLA PARA DERMATOMO



## MALLADOR DE INJERTO CUTÁNEO®

PORTA INJERTO 7.5 CM X 22 CM

CÓDIGO

00219501300-1

00219501200-1

DESCRIPCIÓN

PORTA INJERTO 7.5 CM X 22 CM, ÍNDICE DE EXPANSIÓN 3:1

PORTA INJERTO 7.5 CM X 22 CM, ÍNDICE DE EXPANSIÓN 1.5:1

