

EXPANSORES DE TEJIDO

CONSISTEN EN UNA MEMBRANA DE ELASTÓMERO DE SILICONA MECÁNICAMENTE RESISTENTE, CON UNA VÁLVULA CONECTADA EXTERNAMENTE POR UN TUBO Y UN PASADOR CONECTOR A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARÁN INYECCIONES PERIÓDICAS DE SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA ESTÉRIL Y APIROGÉNICA HASTA ALCANZAR LA EXPANSIÓN DESEADA

INDICACIONES

RECONSTRUCCIÓN MAMARIA POST-MASTECTOMÍA
CORRECCIÓN DE SECUELAS DE QUEMADURAS
REVISIÓN DE CICATRICES EN GENERAL

DIFERENCIALES POST-MASTECTOMÍA

NO AFECTA NI ALTERA EL COLOR, LA TEXTURA, LA VASCULARIZACIÓN Y LA INERVACIÓN DEL TEJIDO EXPANDIDO

PERMITE UNA MEJOR PLANIFICIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN

GARANTIZA UN RESULTADO MÁS NATURAL, SEGURO Y CONFIABLE PARA LA MUJER


TIPOS DE VÁLVULAS REMOTAS

DISPONE DE 3 VÁLVULAS: REDONDA (ADULTO/ NIÑO) Y LUER LOCK

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA SECUENCIA DE MONTAJE DE LAS VÁLVULAS REMOAS, CONSULTE NUESTRAS INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO (IUP)

EXPANSOR REDONDO

REF 800	VOL	A	B
	CM ³	CM	
800-200-3	200	9,6	4,1
800-300-3	300	10,6	5,0
800-400-3	400	11,2	5,5
800-500-3	500	12,2	6,2
800-600-3	600	13,2	6,5
800-700-3	700	15,0	6,1



EXPANSOR RECTANGULAR

REF 810	VOL	A	B	C
	CM ³	CM		
810-100-3	100	6,0	4,6	5,3
810-105-3	105	8,7	4,1	3,3
810-160-3	160	11,0	5,1	3,8
810-200-3	200	6,0	5,0	7,0
810-205-3	205	9,5	5,5	4,0
810-250-3	250	9,6	5,9	5,0
810-320-3	320	14,1	6,2	4,7
810-400-3	400	13,6	5,5	5,6
810-500-3	500	15,8	6,9	5,1
810-600-3	600	18,0	5,0	7,0

