

IMPLANTES FACIALES


INDICACIONES

PARA CIRUGÍAS DE MENTOPLASTIA, ESTÉTICA O RECONSTRUCTIVA
UTILIZADO EN ASOCIACIÓN CON RINOPLASTIA O RITIDECTOMÍA

IMPLANTE DE MENTÓN

FORMA REDONDEADA CON PROFECIONES PARA LA FIJACIÓN DEL TEJIDO
CONJUNTIVO

REF	NÚM/ REF	A	B	C
		CM		
10 - 035	1	3,5	1,6	0,7
10 - 045	2	4,5	1,7	0,8
10 - 050	3	4,8	1,7	0,8
10 - 055	4	5,3	1,8	0,8
10 - 075	5	7,5	1,9	0,8



1	PEQUEÑO
2	MEDIO CORTO
3	MEDIO LARGO
4	GRANDE
5	RECORTABLE

IMPLANTE DE MENTÓN ANATÓMICO

CUBRE LA EXPANSIÓN LATERAL TOTAL DEL MENTÓN
DISPONE DE UNA LIGADURA REFORZADA EN SU CARA INTERNA PARA LA
SUTURA DE FIJACIÓN

REF	NÚM/ REF	A	B	C
		CM		
15 - 060	1	6,1	1,4	0,6
15 - 065	2	6,4	1,5	0,7
15 - 080	3	7,9	1,5	0,8



1	PEQUEÑO
2	MEDIANO
3	GRANDE