

NEUROLAC® Y NEUROLAC®TW POLYGANICS GUÍA DE NERVIOS PERIFÉRICOS


PARA LA REPARACIÓN DE UNA DISCONTINUIDAD
DE NERVIOS PERIFÉRICOS DE HASTA 20 MM EN
PACIENTES CON UNA DIVISIÓN COMPLETA
DE UN NERVIOS PERIFÉRICOS DE LA MANO



NEUROLAC®

SU TRANSPARENCIA PERMITE UN POSICIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS TERMINACIONES NERVIOSAS, ASÍ COMO LA DETECCIÓN DE COÁGULOS.
 POR SUS PROPIEDADES MECÁNICAS SE CONSERVAN HASTA 10 SEMANAS, LO QUE PERMITE UN SOPORTE Y UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA EL NERVIIO QUE SE ESTÁ CURANDO.
 SE REABSORBEN COMPLETAMENTE EN 16 MESES, NO ES NECESARIO EXTRAERLAS.
 MATERIAL POLI-DL-LACTIDA-CO-CAPROLACTONA (PLLA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
NG01-040/03*	4.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG01-050/03*	5.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG01-060/03*	6.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG01-070/03*	7.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG01-080/03*	8.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG01-100/03*	10.0MM DIÁMETRO INTERNO



NEUROLAC®TW

ES LA VERSIÓN DELGADA DEL NEUROLAC®
 TIENE UN ESPESOR DE PARED UN 40 % INFERIOR A LOS CONDUCTOS NEUROLAC® QUE FACILITA AÚN MÁS LA SUTURA.
 DISPONIBLE EN 4 DIÁMETROS INTERNOS DISTINTOS (1.5-3.0 MM).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
NG02-015/03*	1.5MM DIÁMETRO INTERNO
NG02-020/03*	2.0MM DIÁMETRO INTERNO
NG02-025/03*	2.5MM DIÁMETRO INTERNO
NG02-030/03*	3.0MM DIÁMETRO INTERNO

*TODOS VIENE EN UNA LONGITUD DE 30 MM