

ORACELL® ACELLULAR DERMIS

UNA MATRIZ DÉRMICA ACELULAR UTILIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS EN DEFECTOS PERIODONTALES Y PRESERVACIÓN DE CRESTAS.

ESTÉRIL, CON UN NIVEL DE GARANTÍA DE ESTERILIDAD (SAL) DE 10⁻⁶

DESCELULARIZADO: UTILIZA LA TECNOLOGÍA MATRACELL® PARA ELIMINAR EL ADN Y LOS RESTOS CELULARES PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE UNA RESPUESTA INMUNITARIA

BIOCOMPATIBLE: ≥ 97 % DEL ADN ELIMINADO Y RETIENE FACTORES DE CRECIMIENTO NATURALES, COLÁGENO Y ELASTINA

NO NECESITA REHIDRATACIÓN: SE SUMINISTRA PREHIDRATADO, LISTO PARA USAR

ESPESOR DE 0.76 - 1.25 MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DURACIÓN
OCELL-150	1.0 X 1.0 MM / 18 MESES
OCELL-151	1.0 X 4.0 MM / 18 MESES
OCELL-100	1.5 X 2.0 MM / 18 MESES
OCELL-101	2.0 X 4.0 MM / 3 AÑOS



ESPESOR DE 1.26 - 1.75 MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / DURACIÓN
OCELL-250	1.0 X 1.0 MM / 18 MESES
OCELL-251	1.0 X 4.0 MM / 18 MESES
OCELL-200	1.5 X 2.0 MM / 18 MESES
OCELL-201	2.0 X 4.0 MM / 3 AÑOS

