

# INION OTPS™ MINI SYSTEM

INION OTPS MINI SYSTEM INCLUYE TORNILLOS Y PLACAS PARA PEQUEÑAS FRACTURAS ÓSEAS Y FIJACIÓN DE OSTEOTOMÍAS DE LA MANO. LOS PINES INION OTPS SE PUEDEN UTILIZAR JUNTO CON EL SISTEMA ONION OTPS MINI.

## BENEFICIOS

TRANSPARENTE Y RADIOLÚCIDO

LOS TORNILLOS SE PUEDEN RECORTAR PARA OBTENER CANTIDADES DE INVENTARIO DE MENOR LONGITUD LO SUFICIENTEMENTE FUERTE DURANTE EL TIEMPO SUFICIENTE Y LUEGO SE BIODEGRADA.

## INDICACIONES

DESTINADO A LA FIJACIÓN DE FRACTURAS DIAFISARIAS NO CONMINUTAS DEL METACARPIANO, FALANGE PROXIMAL, FALANGE MEDIA Y OSTEOTOMÍAS EN PRESENCIA DE UNA INMOVILIZACIÓN ADECUADA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FRF-1289	TORNILLOS 2.0 X 20 MM
FRF-1250	TORNILLOS 2.5 X 14 MM
FRF-1253	TORNILLOS 2.5 X 23 MM
FRF-1262	TORNILLOS 2.8 X 23 MM
FRF-1217	TORNILLOS 2.8 X 40 MM
PIN-1550	PIN 1.5 X 50 MM
PIN-2050	PIN 2.0 X 50 MM

