

PUERTOS Y LÍNEAS DE CONEXIÓN DE PEROUSE A VYGON COMPANY

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO
DE PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES Y
ACCESO PARA TERAPIAS INTRAVENOSAS.



PUERTOS IMPLANTABLES POLYSITE



Serie 2000

Serie 3000

Serie 4000

CATÉTER PUERTO IMPLANTABLE DE TITANIO Y POLIOXIMETILENO
TAMBOR DE SILICONA QUE SOPORTA 1000 PERFORACIONES POR CM²
METAL NO MAGNÉTICO COMPATIBLE CON PROCESOS MRI
TAMBOR ESTÁNDAR FORMA PERFILADA DE UN LUMEN, FLUJO DE 3.1 L/H
RADIOPACO Y BIOCOMPATIBLE

AGUJAS HUBER CON LINEA DE CONEXIÓN



**SIN SITIO DE
INYECCIÓN POLIPERF**



**CON SITIO DE
INYECCIÓN POLIPERF**

AGUJAS HUBER CON DOS ALETAS ANCHAS CON LÍNEA DE CONEXIÓN SIN O CON SITIO DE INYECCIÓN, ANGULADA, DISEÑADA PARA EL ACCESO A PUERTOS IMPLANTABLES A TRAVÉS DEL TAMBOR DE SILICÓN CON CÓDIGO DE COLOR PARA SU IDENTIFICACIÓN DEL DIÁMETRO

PUERTOS

SERIE 2000. PUERTO DE SILICÓN PEDIÁTRICO POLYSITE MICROTAMBOR DE TITANIO Y POLIOXIMETILENO (BRAQUIAL) PESO DE 2.9 GR.

CÓDIGO
2005 ISP

DESCRIPCIÓN
5 FRENCH.



Serie 2000

SERIE 3000. PUERTO DE SILICÓN ADULTO DE BAJO PERFIL POLYSITE MINITAMBOR DE TITANIO Y POLIOXIMETILENO DE TITANIO PESO DE 5 GR.



CÓDIGO
3007 ISP
3008 ISP

DESCRIPCIÓN
7 FRENCH
8 FRENCH

Serie 3000

SERIE 4000. PUERTO DE SILICÓN ADULTO DE ALTO PERFIL POLYSITE ESTANDAR TAMBOR DE TITANIO Y POLIOXIMETILENO, PESO DE 7.6 GR

CÓDIGO
40010 ISP
4008 ISP
4108 ISP

DESCRIPCIÓN
10 FRENCH
8 FRENCH
8 FRENCH



Serie 4000

EL KIT CONTIENE:

PUERTO
CATÉTER
DOS ANILLOS DE CONEXIÓN
LEVANTA VENA
AGUJA HUBER RECTA
JERINGA
ENJUAGA CATÉTER



INTRODUCTOR PELABLE
GUÍA METÁLICA EN J
TUNELIZADOR
LIBRETO PARA EL PACIENTE
INSTRUCCIONES DE USO
8 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL
1 CARTA DEL PACIENTE
DOCUMENTO DE VIGILANCIA MÉDICA.

LÍNEAS

LÍNEAS DE CONEXIÓN SIN SITIO DE INYECCIÓN POLYPERF (CAJA C/10 PZS.)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
581707	22G 0.7 LARGO 17MM
581709	20G 0.9 LARGO 17MM
581711	19G 1.1 LARGO 17MM
582007	22G 0.7 LARGO 20MM
582009	20G 0.9 LARGO 20MM
582011	19G 1.1 LARGO 20MM
582507	22G 0.7 LARGO 25MM
582509	20G 0.9 LARGO 25MM
582511	19G 1.1 LARGO 25MM
583007	22G 0.7 LARGO 30MM
583009	20G 0.9 LARGO 30MM
583011	19G 1.1 LARGO 30MM
583507	22G 0.7 LARGO 35MM
583509	20G 0.9 LARGO 35MM
583511	19G 1.1 LARGO 35MM



LÍNEAS DE CONEXIÓN CON SITIO DE INYECCIÓN POLYPERF (CAJA C/10 PZS.)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
592007	22G 0.7 LARGO 20MM
592009	20G 0.9 LARGO 20MM
592011	19G 1.1 LARGO 20MM
592507	22G 0.7 LARGO 25MM
592509	20G 0.9 LARGO 25MM
592511	19G 1.1 LARGO 25MM