



APTUS MANO

PARA FRACTURAS DE LAS FALANGES DISTALES, MEDIALES Y PROXIMALES DE LOS HUESOS DEL METACARPO
ARTODESIS DE FALANGES Y LOS HUESOS METACARPOS
FRACTURAS DEL CARPO Y DE ARTODESIS





PLACAS

EL SISTEMA PARA UN MANEJO PERFECTO FRACTURAS
 FIJACIÓN MULTIDIRECCIONAL ($\pm 15^\circ$) Y ANGULAR ESTABLE
 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE FRACTURAS Y ARTRODESIS
 PLACAS PREMOLDEADA ANATÓMICAMENTE
 PLACAS CODIFICADAS DE COLOR PARA FACIL IDENTIFICACIÓN
 ORO: PLACAS DE FIJACIÓN Y TORNILLOS CORTICALES (FIJACIÓN)
 AZUL: PLACAS TRILOCK Y TORNILLOS TRILOCK (BLOQUEO)



TORNILLOS

INTERFAZ HEXADRIVE CON PROPIEDADES DE AUTOFIJACIÓN ÓPTIMA
 CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES DE ROSCA
 EXCELENTE FUERZA DE TORSIÓN Y TENSIÓN
 TORNILLOS SISTEMA TRILOCK ($\pm 15^\circ$) MULTIDIRECCIONAL Y ANGULAR ESTABLE
 HEXADRIVE - MECANISMO ÓPTIMO DE AUTOFIJACIÓN ENTRE EL TORNILLO Y EL
 DESATORNILLADOR PARA INCREMENTAR LA TRANSMISIÓN DE GIRO



PLACAS 1.2 / 1.5




0.6 PEFIL



A-4300.20 I

A-4300.58 I

A-4300.03 A-4300.01 A-4300.13 A-4300.21 D A-4300.10 A-4300.11 A-4300.12 A-4300.51 A-4300.50 A-4300.54 A-4300.55 A-4300.56 A-4300.59 D



A-4300.60 I

A-4300.64 I

A-4300.61 D A-4300.62 A-4300.65 D A-4300.66 A-4300.67 A-4340.32



A-4300.06



A-4300.05



A-4300.04

TORNILLOS



TORNILLO CORTICAL Ø 1.2 HD4



CÓDIGO	LONGITUD
A-5100.04	4 MM
A-5100.05	5 MM
A-5100.06	6 MM
A-5100.07	7 MM
A-5100.08	8 MM
A-5100.09	9 MM
A-5100.10	10 MM
A-5100.11	11 MM
A-5100.12	12 MM
A-5100.13	13 MM
A-5100.14	14 MM
A-5100.16	16 MM
A-5100.18	18 MM



TORNILLO CORTICAL Ø 1.5 HD4



CÓDIGO	LONGITUD
A-5200.04	4 MM
A-5200.05	5 MM
A-5200.06	6 MM
A-5200.07	7 MM
A-5200.08	8 MM
A-5200.09	9 MM
A-5200.10	10 MM
A-5200.11	11 MM
A-5200.12	12 MM
A-5200.13	13 MM
A-5200.14	14 MM
A-5200.15	15 MM
A-5200.16	16 MM
A-5200.17	17 MM
A-5200.18	18 MM
A-5200.19	19 MM
A-5200.20	20 MM




TORNILLO CORTICAL DE EMERGENCIA
Ø 1.8 HD4




CÓDIGO	LONGITUD
A-5300.06	6 MM
A-5300.10	10 MM

PLACAS DE FIJACIÓN 2.0 / 2.3





PLACAS DE COMPRESIÓN 2.0 / 2.3



PLACAS DE COMPRESIÓN 2.0 / 2.3

PLACAS TRILOCK 2.0



TORNILLOS

TORNILLO CORTICAL Ø2.0 HD6



CÓDIGO	LONGITUD
A-5400.04	4 MM
A-5400.05	5 MM
A-5400.06	6 MM
A-5400.07	7 MM
A-5400.08	8 MM
A-5400.09	9 MM
A-5400.10	10 MM
A-5400.11	11 MM
A-5400.12	12 MM
A-5400.13	13 MM
A-5400.14	14 MM
A-5400.15	15 MM
A-5400.16	16 MM
A-5400.17	17 MM
A-5400.18	18 MM
A-5400.19	19 MM
A-5400.20	20 MM
A-5400.21	21 MM
A-5400.22	22 MM
A-5400.23	23 MM
A-5400.24	24 MM
A-5400.26	26MM
A-5400.28	28 MM
A-5400.30	30MM

TORNILLO TRILOCK Ø2.0 HD6



CÓDIGO	LONGITUD
A-5450.06	6 MM
A-5450.07	7 MM
A-5450.08	8 MM
A-5450.09	9 MM
A-5450.10	10 MM
A-5450.11	11 MM
A-5450.12	12 MM
A-5450.13	13 MM
A-5450.14	14 MM
A-5450.16	16 MM
A-5450.18	18 MM
A-5450.20	20 MM
A-5450.26	26 MM
A-5450.28	28 MM
A-5450.30	30 MM

TORNILLO CORTICAL Ø2.3 HD6



CÓDIGO	LONGITUD
A-5500.05	5 MM
A-5500.06	6 MM
A-5500.07	7 MM
A-5500.08	8 MM
A-5500.09	9 MM
A-5500.10	10 MM
A-5500.11	11 MM
A-5500.12	12 MM
A-5500.13	13 MM
A-5500.14	14 MM
A-5500.15	15 MM
A-5500.16	16 MM
A-5500.17	17 MM
A-5500.18	18 MM
A-5500.19	19 MM
A-5500.20	20 MM
A-5500.21	21 MM
A-5500.22	22 MM
A-5500.23	23 MM
A-5500.24	24 MM
A-5500.26	26 MM
A-5500.28	28 MM
A-5500.30	30 MM

TORNILLO CORTICAL DE EMERGENCIA Ø 2.5 HD6



CÓDIGO	LONGITUD
A-5600.06	6 MM
A-5600.10	10 MM