

TORNILLO DE COMPRESIÓN CANULADO SIN CABEZA INION

EL NUEVO TORNILLO BIOABSORBIBLE INION COMPRESSON ES UN DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ÓSEA QUE ESTÁ COMPUESTO DE UN COPOLÍMERO REABSORBIBLE ORIENTADO DE LPLA/DLPLA. EL DISEÑO Y EL MATERIAL ESTÁN OPTIMIZADOS EN TÉRMINOS DE RESISTENCIA, CARACTERÍSTICA DE COMPRESIÓN Y FLEXIBILIDAD DE USO. LA BIORRESORCIÓN TIENE LUGAR EN UN PLAZO DE DOS A CUATRO AÑOS.

BENEFICIOS

AMPLIA GAMA DE TORNILLOS REABSORBIBLES: MÁS LIBERTAD DE FUNCIONAMIENTO (Ø 2,7 MM-Ø 6,0 MM, LONGITUDES 12 MM-90 MM)

PROPORCIONA UNA REDUCCIÓN RÁPIDA DE LA FRACTURA Y UNA COMPRESIÓN CONSTANTE PARA UNA FIJACIÓN ÓSEA ÓPTIMA. EL DISEÑO SIN CABEZA ENTRA COMPLETAMENTE AL RAS DEL HUESO:

- PARA MINIMIZAR EL DAÑO ÓSEO, SIN AVELLANAR
- PARA EVITAR LA IRRITACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS
- PARA PERMITIR FUNCIONES FISIOLÓGICAS NORMALES

TRANSPARENTE Y RADIOLÚCIDO, SIN LIMITACIONES DE RESONANCIA MAGNÉTICA
FIABLE, SEGURO, FÁCIL DE USAR Y TOTALMENTE REABSORBIBLE

INDICACIONES

SE UTILIZA PARA REPARAR FRACTURAS, OSTEOTOMÍAS, ARTRODESIS O INJERTOS ÓSEOS EN PRESENCIA DE UNA INMOVILIZACIÓN ADICIONAL ADECUADA (YESO O FÉRULA) DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES (MANO, MUÑECA, OLÉCRANON, PIE, TOBILLO, CÓNDILO).

TORNILLO FREEDOM™: COMPLETAMENTE ROSCADO, CANULADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|------------------------------|
| OSC-3530 | TORNILLO FREEDOM 3.5 X 30 MM |
| OSC-3545 | TORNILLO FREEDOM 3.5 X 45 MM |
| OSC-4540 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 40 MM |
| OSC-4555 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 55 MM |

TORNILLOS FREEDOM™ - TOTALMENTE ROSCADO, CANULADO - TORNILLO DE SINDESMOSIS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|------------------------------|
| OSC-4090 | TORNILLO FREEDOM 4.0 X 90 MM |



TORNILLOS FREEDOM™: PARCIALMENTE ROSCADO (LAG), CANULADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|------------------------------|
| OSD-3530 | TORNILLO FREEDOM 3.5 X 30 MM |
| OSD-3535 | TORNILLO FREEDOM 3.5 X 35 MM |
| OSD-3540 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 40 MM |
| OSD-3545 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 45 MM |
| OSD-4535 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 35 MM |
| OSD-4540 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 40 MM |
| OSD-4545 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 45 MM |
| OSD-4550 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 50 MM |
| OSD-4555 | TORNILLO FREEDOM 4.5 X 55 MM |

