

IMPLANTES DE POLIETILENO POROSO DE ALTA DENSIDAD OMNIPORE[®], MATRIX SURGICAL


LOS IMPLANTES OMNIPORE SE FABRICAN A PARTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PERMITEN EL CRECIMIENTO DE TEJIDO ESTÁN DESTINADOS AL AUMENTO Y LA RESTAURACIÓN DEL ESQUELETO CRANEO MAXILOFACIAL.



IMPLANTES OMNIPORE®


ONLAY MANDIBULARES DISEÑO EN Y™

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------------|------|-------|--------|
| OP7541 | CHICO IZQUIERDA | 57MM | X39MM | X5.0MM |
| OP7542 | CHICO DERECHO | 57MM | X39MM | X5.0MM |
| OP7543 | MEDIANO IZQUIERDA | 57MM | X39MM | X7.5MM |
| OP7544 | MEDIANO DERECHO | 57MM | X39MM | X7.5MM |
| OP7545 | GRANDE IZQUIERDA | 57MM | X39MM | X10MM |
| OP7546 | GRANDE DERECHO | 57MM | X39MM | X10MM |




MENTONES DISEÑO Y™ DE TRES PIEZAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|------------------|------|-------|--------|
| OP8313 | CHICO REDONDO | 35MM | X32MM | X4.0MM |
| OP8314 | MEDIANO REDONDO | 37MM | X32MM | X6.0MM |
| OP8315 | GRANDE REDONDO | 40MM | X32MM | X9.0MM |
| OP8316 | CHICO CUADRADO | 35MM | X32MM | X4.0MM |
| OP8317 | MEDIANO CUADRADO | 37MM | X32MM | X6.0MM |
| OP8318 | GRANDE CUADRADO | 40MM | X32MM | X9.0MM |




MALARES DISEÑO Y™

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------------|------|-------|--------|
| OP9513 | CHICO DERECHO | 52MM | X26MM | X3.0MM |
| OP9514 | CHICO IZQUIERDO | 52MM | X26MM | X3.0MM |
| OP9515 | MEDIANO DERECHO | 52MM | X27MM | X4.0MM |
| OP9516 | MEDIANO IZQUIERDO | 52MM | X27MM | X4.0MM |
| OP9517 | GRANDE DERECHO | 52MM | X28MM | X5.0MM |
| OP9518 | GRANDE IZQUIERDO | 52MM | X28MM | X5.0MM |




BORDE ORBITAL INFERIOR DISEÑO Y™

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B |
|--------|--------------------|------|-------|
| OP9429 | INFERIOR IZQUIERDO | 48MM | X25MM |
| OP9430 | INFERIOR DERECHO | 48MM | X25MM |



BORDE ORBITAL EXTENDIDO


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B |
|--------|-------------|------|-------|
| OP9539 | IZQUIERDO | 48MM | X25MM |
| OP9540 | DERECHO | 48MM | X25MM |



IMPLANTES OMNIPORE®


MENTÓN DE DOS PIEZAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------|------|-------|--------|
| OP8320 | CHICO | 62MM | X27MM | X5.0MM |
| OP8321 | MEDIANO | 64MM | X32MM | X7.0MM |
| OP8322 | GRANDE | 64MM | X36MM | X9.0MM |




DESFACE DE OSTEOTOMÍA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------------|
| OP7550 | 34MM X19MM |




RECONSTRUCCIÓN DE MICROTIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B |
|--------|---------------------------------|------|-------|
| OP8328 | BORDE HELICOIDAL DERECHO | 50MM | X61MM |
| OP8329 | BORDE ELICOIDAL IZQUIERDO | 50MM | X61MM |
| OP8330 | BASE DEL OIDO EXTERNO DERECHO | 35MM | X53MM |
| OP8331 | BASE DEL OIDO EXTERNO IZQUIERDO | 35MM | X53MM |



RECONSTRUCCIÓN NASAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|----------------------------|------|-------|--------|
| OP9519 | PARANASAL CHICO IZQUIERDO | 29MM | X19MM | X6.0MM |
| OP9520 | PARANASAL CHICO DERECHO | 29MM | X19MM | X6.0MM |
| OP9525 | PARANASAL GRANDE IZQUIERDO | 35MM | X26MM | X9.0MM |
| OP9526 | PARANASAL GRANDE DERECHO | 35MM | X26MM | X9.0MM |
| OP9536 | LÁMINA NASAL | 40MM | X09MM | X1.1MM |




RECONSTRUCCIÓN CRANEAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D |
|--------|-----------------------|-------|-------|--------|---------|
| OP8201 | CUÑA PARA CRANEOTOMIA | 102MM | X10MM | X4.7MM | X0.60MM |



BLOQUES


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------------|------|-------|--------|
| OP6332 | 13MM X38MM X3.0MM | 13MM | X38MM | X3.0MM |
| OP6333 | 13MM X38MM X6.0MM | 13MM | X38MM | X6.0MM |
| OP6335 | 25MM X50MM X3.0MM | 25MM | X50MM | X3.0MM |
| OP6336 | 25MM X50MM X6.0MM | 25MM | X50MM | X6.0MM |
| OP6338 | 38MM X63MM X3.0MM | 38MM | X63MM | X3.0MM |
| OP6339 | 38MM X63MM X6.0MM | 38MM | X63MM | X6.0MM |



IMPLANTES OMNIPORE®


REJILLA CRANEAL BENDBLOCK™

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-----------------------|
| OP9524 | 110MM X97.5MM X5.25MM |
| | A B C |




CUÑAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------------|------|-------|--------|
| OP9541 | REGULAR IZQUIERDA | 31MM | X22MM | X6.5MM |
| OP9542 | REGULAR DERECHA | 31MM | X22MM | X6.5MM |
| OP9543 | GRANDRE IZQUIERDA | 39MM | X28MM | X7.5MM |
| OP9544 | GRANDE DERECHA | 39MM | X28MM | X7.5MM |



ESFERAS ORBITALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------------|
| OP6316 | 14 MM |
| OP6326 | 16 MM |
| OP6327 | 18 MM |
| OP6317 | 20 MM |
| OP6322 | 22 MM |



PISO DE ORBITA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-----------------------------|------|-------|---------|
| OP8438 | LÁMINA MICRO-DELGADA | 30MM | X50MM | X0.45MM |
| OP7210 | LÁMINA MICRO-DELGADA | 38MM | X50MM | X0.85MM |
| OP7212 | LÁMINA MICRO-DELGADA | 50MM | X76MM | X0.85MM |
| OP6330 | LÁMINA | 38MM | X50MM | X1.5MM |
| OP6331 | LÁMINA | 50MM | X76MM | X1.5MM |
| OP9562 | LÁMINA | 38MM | X50MM | X3.0MM |
| OP8312 | LÁMINA 3S™ SUPERFICIE SUAVE | 38MM | X50MM | X1.0MM |
| OP9312 | LÁMINA 3S™ SUPERFICIE SUAVE | 38MM | X50MM | X1.6MM |



DUROMAX®

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
|--------|-------------------------------|---------|-------|--------|
| OP9550 | PISO DE ORBITA PEQUEÑO 1.0 MM | 49.25MM | X35MM | X1.0MM |
| OP9551 | PISO DE ORBITA PEQUEÑO 1.5 MM | 49.25MM | X35MM | X1.5MM |
| OP9560 | PISO DE ORBITA GRANDE 1.0 MM | 49.5MM | X60MM | X1.0MM |
| OP9561 | PISO DE ORBITA GRANDE 1.5 MM | 49.5MM | X60MM | X1.5MM |

